

LÁCTEOS



SLK-200-LÁCTEOS

ANALIZADOR POR RESONANCIA MAGNÉTICA RMN

ANÁLISIS DE QUESOS Y OTROS LÁCTEOS

DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA de

Materia grasa

Humedad

• Medición rápida y no destructiva.



TABLAS DE PRECISIÓN

MUESTRAS con ALTO CONT. DE AGUA (*)		
	EXACTITUD (95% fiabilidad)	TIEMPO DE MEDICIÓN
MATERIA GRAS A	± 1 %	4 Min.
HUMEDAD	± 1 %	4 Min.

(*) PORCENTAJE DE AGUA POR ENCIMA DEL 15%

MEDICIÓN en MUESTRAS DESHIDRATADAS			
	REPETIBILIDAD (95% fiabilidad)	EXACTITUD (95% fiabilidad)	TIEMPO DE MEDICIÓN
MATERIA GRAS A	± 0,06 %	± 1 %	4 Seg.
HUMEDAD	± 0,07 %	± 0,6 %	4 Seg.

RN 20 km 24,4 | B° Causana · Lote 5 Mz.83
(CP 5101) Malagueño · Córdoba · Argentina
TEL +54 3541 486 628/629 · info@spinlock.com.ar

www.spinlock.com.ar